


EEG Data Format




Package Serial Number :

Tag ID = 1

Tag Length = 4

Data Type = unsigned 32 bit




Auxiliary Data :

Tag ID = 2

Tag Length = 24

Data Type = signed 24 bit




EEG Data :

Tag ID = 3

Tag Length = 192

Data Type = signed 24 bit



G-Sensor Data :

Tag ID = 4

Tag Length = 6

Data Type = signed 16 bit

2 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte
Gyro X	Gyro Y	Gyro Z	Acc X	Acc Y	Acc Z

Gyroscope : °/S = raw value / 262.4 (Full Range = ±125 °/S)

Accelerometer : G = raw value / 16384 (Full Range = ±2 G)

SYNCTICK:

Tag ID = 10

Tag Length = 4

Data Type = unsigned 32 bit

4 byte
Serial Number

Battery Power :

Tag ID = 6

Tag Length = 1

Data Type = unsigned 8 bit

1 Byte
Battery Power

0-100 : Battery percentage

120 : Battery Charging

Event :

Tag ID = 7

Tag Length = 1

Data Type = unsigned 8 bit

1 Byte




Connection Status:

Tag ID = 9

Tag Length = 1

Data Type = char

1 Byte



Status = 0 : BLE Disconnected

Status = 1 : BLE connected

Command :

Tag ID = 8

Tag Length = 1+N

1 Byte	N Byte
Type	Commend content

Command Type :

<i>Type</i>	<i>Length</i>	<i>Description</i>
0x01	0	ADC scan ON
0x02	0	ADC scan OFF
0x03	0	Impedance measure ON and switch to AC mode
0x04	0	Impedance measure ON and switch to DC mode
0x05	0	Impedance measure OFF
0x11	0	Read Synctick
0x12	0	Get Connection status

Example (with COBS):

- ADC scan ON: 0x05, 0x01, 0x08, 0x02, **0x01**, 0x01, 0x00
- ADC scan OFF: 0x05, 0x01, 0x08, 0x02, **0x02**, 0x01, 0x00

7.8Hz



```
ac_amp = fft_result[freq_idx]/(fft_points/2)
```

```
ac_imp = (5*(10^(-11))*(ac_amp^4) - (10^(-6))*(ac_amp^3)  
         + 0.0129*(ac_amp^2) + 129.73*ac_amp + 5520.2)*0.001
```